

nosiboo^{*}pro[®]
electric nasal aspirator

2023.04.01. Nosiboo_Pro_QG_Digit_1.4






nosiboo^{*}pro
electric nasal aspirator

Before using the Nosiboo Pro, carefully read this guide and the User Manual as well! Please keep this guide for future reference.

Fantastic Two & Nosiboo








to be continued...

IN THE BOX



Contact the distributor if any part is missing from the package.

Quick Start Guide



Safety instructions



Nosiboo Pro

Connecting Tube



Colibri head
+ Newborn's
nose tip



Standard
nose tip

Power cord



Air mesh



Connecting unit
Cleaning
brush




assembled

USING THE NOSIBOO PRO

1. Before the first use


First disassemble the Colibri head and clean* and dry its parts.




The device can be used for removing the nasal mucus from a child's nose. It cannot be used for any other purpose.

* Check the "CLEANING" section below for more details about the proper cleaning method.



2. Assemble the Colibri head




3. Assemble the remaining parts



a) Attach the connecting tube to the device and to the Colibri head.



b) Attach the power cord to the device and the power outlet.
The device is ready to use.



INSTRUCTIONS FOR USE & SETTINGS



1

Select the correct suction power.

Setting recommendations:

- * min. setting for newborns;
- * middle setting for babies;
- * max. setting for small children



The effective and strong (max) suction power has been proven safe for nasal aspiration by ENT doctors.



If the mucus is thin, you can use the device at a lower setting. If it is thick, you can use the device at a higher setting than normal.



2

Turn on the device by pushing the control button and wait 5 seconds.



3

Hold your child in a stable position.


- * Aspirate the nose of infants after laying them into a stable position and hold their head during the process.
- * You may also sit them in an infant bouncer or infant seat.
- * If the child is already able to sit, sit them in your lap. In this case, do not lay the child on their back during the aspiration.



4

Gently insert the clean, dry nose tip into the child's nostril.


- * Move the nose tip around gently to make sure that you get all areas of the nostril.



5

Switch off the device with the control button after use, but don't unplug the device from the electrical outlet until it is completely shut down (min. 5 seconds).


CLEANING



- * Remove the connecting tube and the nose tip, then take apart the Colibri head.



- * Wash the parts with liquid soap and lukewarm water.




- * Use the brush for cleaning the nose tip.




- * You can soak the parts in a disinfection liquid just make sure the liquid is safe to use for baby equipment.



* Let the parts dry completely before the next use.




* It is not allowed to use a dishwasher, boiling water, microwave oven, vaporizer, or baby bottle sterilizer for cleaning the spare parts because they might deform by heat!



* Don't wash the connecting tube. Next to proper use, the mucus can't enter the tube so washing the tube is not necessary.

* However, if there is any mucus or liquid in the tube, then stop using the device. Clean the tube under running water and hang it to let it dry completely.

* Check whether the Colibri head is correctly assembled, and the collared tube has not been missed.




* After use, check the condition of the air mesh. (The air mesh is placed under the connecting unit.)

* The air mesh is there to prevent solid objects and dust from entering the housing.

* The air mesh is not there to absorb any mucus or liquid.

* If the air mesh is dirty or clogged, replace it.

* The air mesh can be used for a very long time next to the proper usage of the device.




* Clean the housing with a dry, soft cloth.


* Do not use any liquids, detergents, or chemicals for cleaning the housing.

* Keep the device in a space where it is protected from dust, direct sunlight, and heat.

HINTS & TIPS



* It is forbidden to use the Colibri head and the device without the collared tube.



* While in use, the device should be in a stable position, standing on a flat surface.

* Do not cover the vents on the back of the device while in use. Hot air exits the device through the vents.

* Make sure the heat exits in a different direction than where your child is.



* The device should only be used by adults.

* Do not allow children to play with the device. It is NOT A TOY.



* Dry, very thick mucus can be dissolved by a mild saline solution. After using it, wait a few minutes, wipe excess discharge with a tissue, then reuse the nasal aspirator as directed.

* Do not use more than 5 ml of saline solution at once.



User manual



AFTER-SALE SERVICE

For more information about usage, cleaning, and for troubleshooting, see the User Manual.

www.nosiboo.eu
customerservice@nosiboo.com
+36 72 551 642


nosiboo^{*}®
designed to care



nosiboo^{*}pro
electric nasal aspirator

Avant d'utiliser Nosiboo Pro, veuillez lire attentivement ce guide ainsi que le manuel de l'utilisateur ! Conservez ce guide pour le consulter ultérieurement.

Fantastic Two & Nosiboo







to be continued...

CONTENU DE LA BOÎTE



Guide de démarrage rapide



Consignes de sécurité



Nosiboo Pro


Tube d'aspiration



Tête Colibri + Embout nasal pour nouveau-nés



Embout nasal standard



Maillage d'air



Pièce de connexion

assemblée

Cordon d'alimentation



Brosse





Veillez contacter le distributeur s'il manque des pièces.

UTILISATION DU NOSIBOO PRO

1. Avant la première utilisation





Tout d'abord, démontez la tête Colibri, puis nettoyez* et séchez ses pièces.




Le dispositif peut être utilisé pour retirer le mucus nasal du nez d'un enfant. Il ne doit être utilisé à aucune autre fin.

* Consultez la section « NETTOYAGE » ci-dessous pour plus de détails sur la méthode de nettoyage appropriée.

2. Assemblez la tête Colibri



3. Assemblez les pièces restantes




a) Connectez le tube d'aspiration au dispositif et à la tête Colibri.



Ne pas aspirer d'eau avec l'appareil !




Ne pas utiliser le mouchebébé pour un lavage nasal !



b) Branchez le cordon d'alimentation sur le dispositif et la prise d'alimentation. **Le dispositif est prêt à l'emploi.**



Embout nasal standard : 6 mois et plus



Embout nasal pour nouveau-nés : 0 à 6 mois (âge du bébé)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET RÉGLAGES

1 Sélectionnez la puissance d'aspiration appropriée.

Recommandations de réglage :

- * réglage minimal pour les nouveau-nés
- * réglage intermédiaire pour les bébés
- * réglage maximal pour les jeunes enfants



La puissance d'aspiration efficace et forte (max) s'est avérée sûre pour l'aspiration nasale par des ORL.



Si le mucus est peu épais, le dispositif peut être utilisé à un réglage plus bas. S'il est plus épais, le dispositif peut être utilisé à un réglage plus élevé que le normal.

2

Allumez le dispositif en appuyant sur le bouton de commande et attendez 5 secondes.



3

Maintenez votre enfant dans une position stable.

- * Allongez le bébé dans une position stable avant de procéder à l'aspiration, et tenez bien sa tête pendant le processus.
- * Vous pouvez également l'asseoir dans un transat ou un siège pour bébé.
- * Si l'enfant est déjà capable de se tenir assis, asseyez-le sur vos genoux. Dans ce cas, n'allongez pas l'enfant sur le dos pendant l'aspiration.



4


Insérez doucement l'embout nasal propre et sec dans la narine de l'enfant.

- * Bougez l'embout nasal dans la narine en douceur pour atteindre toutes les zones.




5

Éteignez le dispositif après l'utilisation avec le bouton de commande, mais ne débranchez pas le dispositif de la prise d'alimentation avant son arrêt complet (min. 5 secondes).




NETTOYAGE



- * Retirez le tube d'aspiration et l'embout nasal, puis démontez le boîtier Colibri.



- * Lavez les pièces avec du savon liquide et de l'eau tiède.




- * Utilisez la brosse pour nettoyer l'embout nasal.




- * Il est possible de faire tremper les pièces dans un liquide désinfectant. Vérifiez simplement si le liquide peut être utilisé avec un équipement de puériculture.



* Laissez les pièces sécher complètement avant la prochaine utilisation.




* Il est interdit d'utiliser un lave-vaisselle, de l'eau bouillante, un four à micro-ondes, un vaporisateur ou un stérilisateur de biberons pour nettoyer les pièces détachées, car elles pourraient être déformées par la chaleur.



* Ne lavez pas le tube d'aspiration. Lors d'une utilisation correcte, le mucus ne peut pas rentrer dans le tube, donc son nettoyage n'est pas nécessaire.

* Toutefois, si vous constatez la présence de mucus ou de liquide à l'intérieur du tube, cessez d'utiliser le dispositif. Nettoyez le tube et laissez-le sécher complètement. Vous pouvez le rincer sous l'eau courante et le suspendre.

* Vérifiez si la tête Colibri est correctement assemblée, et si le tube à collet ne manque pas.



* Après utilisation, vérifiez l'état du maillage d'air. (Le maillage d'air est placé sous la pièce de connexion.)

* Le maillage d'air est destiné à empêcher la pénétration des corps solides et de la poussière dans le boîtier.

* Le maillage d'air n'est pas prévu pour l'absorption de mucus ou de liquide.

* Si le maillage d'air est sale ou encrassé, remplacez-le.

* Le maillage d'air peut fonctionner pendant très longtemps si le dispositif est utilisé correctement.




* Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux sec.


* N'utilisez pas de liquide, de détergent ou de produit chimique pour nettoyer le boîtier de l'appareil.

* Gardez le dispositif à l'abri de la poussière, de la lumière du soleil et de la chaleur.

ASTUCES ET CONSEILS



* N'utilisez pas la tête Colibri et le dispositif sans le tube avec collet.



* Pendant son utilisation, le dispositif doit être dans une position stable, sur une surface plane.

* Ne recouvrez pas les ouvertures d'aération à l'arrière du dispositif pendant son utilisation. De l'air chaud sort du dispositif par les ouvertures d'aération.

* Assurez-vous que la chaleur n'est pas dirigée vers votre enfant.



* Le dispositif ne doit être utilisé que par des adultes.

* Ne laissez pas les enfants jouer avec le dispositif, ce n'est PAS UN JOUET.





* Le mucus très épais et sec peut être dissous par une solution légèrement saline. Après son utilisation, attendez quelques minutes, essuyez l'excès avec un mouchoir, puis réutilisez le mouche-bébé tel qu'indiqué.

* N'utilisez pas plus de 5 ml de solution saline à la fois.



Manuel d'utilisation



SERVICE APRES-VENTE

Pour plus d'informations sur l'utilisation, le nettoyage et en cas de problèmes, consultez le manuel d'utilisation.

www.nosiboo.eu
customerservice@nosiboo.com
+36 72 551 642

nosiboo^{*}®
designed to care

IT



nosiboo^{*}pro
electric nasal aspirator

Prima di utilizzare il Nosiboo Pro,
leggere attentamente questa
guida e il manuale d'istruzioni!
Si prega di conservare questa
guida per futuro riferimento.

Fantastic Two & Nosiboo







to be continued...

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Guida rapida



Istruzioni di sicurezza



Nosiboo Pro


Tubo flessibile



Testa Colibri
+ Beccuccio
per neonati



Beccuccio
standard



Cavo di
alimentazione



Filtro

Unità di raccordo

assemblato

Contattare il distributore in caso di parti mancanti.



Spazzola



L'UTILIZZO DI NOSIBOO PRO

1. Prima del primo utilizzo




Per prima cosa smontare la testa Colibri, e pulire* e asciugare le sue parti.




Il dispositivo può essere utilizzato per rimuovere il muco nasale dal naso di un bambino. Non può essere utilizzato per altri scopi.

* Consultare la sezione "PULIZIA" di seguito per maggiori dettagli sul metodo di pulizia corretto.


2. Montare la testa Colibri




3. Montare le parti rimanenti




a) Collegare il tubo flessibile al dispositivo e alla testa Colibri.



b) Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo e alla presa di corrente. **Il dispositivo è pronto all'uso.**



Beccuccio standard: da 6 mesi in su



Beccuccio per neonati: 0-6 mesi (età del bebè)

ISTRUZIONI PER L'USO E IMPOSTAZIONI



1

Selezionare la corretta potenza di aspirazione.

Raccomandazioni di impostazione:

- * impostazione minima per i neonati;
- * impostazione media per bambini piccoli;
- * impostazione massima per bambini più grandi e in età prescolare



La potenza di aspirazione efficace e forte (max) è stata dimostrata sicura per l'aspirazione nasale dai medici ORL.



Se il muco è fluido, è possibile utilizzare il dispositivo ad un'impostazione inferiore. Se è denso, è possibile utilizzare il dispositivo ad un'impostazione maggiore.



2

Accendere il dispositivo premendo il pulsante di controllo e attendere 5 secondi.



3

Tenere il bambino in una posizione stabile.

- * Aspirare il naso dei neonati dopo averli messi in una posizione stabile e tenere la loro testa durante il processo.
- * Potete anche farli sedere in una sdraietta o in un seggiolino per bambini.
- * Se il bambino è già in grado di sedersi, prendetelo in braccio. In questo caso, non adagiare il bambino sulla schiena durante l'aspirazione.



4


Inserire gentilmente il beccuccio pulito e asciutto nella narice del bambino.

- * Spostare delicatamente il beccuccio per assicurarsi di arrivare in tutte le aree della narice.




5

Spegnere l'apparecchio dopo l'uso con il pulsante di comando, ma non scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica fino al completo spegnimento (min. 5 secondi).




PULIZIA



- * Rimuovere il tubo flessibile e il beccuccio, poi smontare la testa Colibri.



- * Lavare le parti con sapone liquido e acqua tiepida.




Usare la spazzola per pulire il beccuccio.




- * È possibile immergere le parti in un liquido disinfettante ma assicurarsi che il liquido sia sicuro da usare per le attrezzature per bambini.



* Lasciare asciugare completamente le parti prima dell'uso successivo.




* Non utilizzare lavastoviglie, acqua bollente, microonde, forno a vapore o sterilizzatore per biberon per pulire le parti, poiché il calore può deformarle!



* Non lavare il tubo flessibile. Se il dispositivo viene utilizzato correttamente, il muco non può entrare nel tubo, quindi non è necessario lavarlo.

* Tuttavia, se nel tubo si trova del muco o del liquido, interrompere l'uso del dispositivo. Pulire il tubo sotto acqua corrente e lasciarlo asciugare completamente.

* Controllare se la testa Colibri è assemblata correttamente e il tubo con colletto non manca dalla testa.




* Dopo l'uso, controllare le condizioni del filtro. (Il filtro è posizionato sotto l'unità di raccordo.)

* Il filtro serve ad evitare che oggetti solidi e polvere entrino nell'alloggiamento.

* Il filtro non serve ad assorbire muco o liquido.

* Se il filtro è sporco o intasato, bisogna sostituirlo.

* Il filtro può funzionare bene per molto tempo se il dispositivo viene utilizzato correttamente.




* Pulire l'alloggiamento con un panno morbido e asciutto.


* Non utilizzare liquidi, detersivi o prodotti chimici per la pulizia dell'alloggiamento.

* Conservare il dispositivo in uno spazio protetto da polvere, luce solare diretta e calore.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI



* È vietato utilizzare la testa Colibri e il dispositivo senza il tubo con colletto.



* Durante l'uso, il dispositivo deve essere in posizione stabile, verticale su una superficie piana.

* Non coprire le bocchette di ventilazione sul retro del dispositivo durante l'uso. L'aria calda esce dall'apparecchio attraverso le bocchette di ventilazione.

* Assicuratevi che il calore esca in una direzione diversa da quella in cui si trova il vostro bambino.



* Il dispositivo deve essere utilizzato solo da adulti.

* Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. Non è un GIOCATTOLO.





* Il muco secco e molto denso può essere sciolto da una soluzione salina leggera. Dopo l'uso, attendere alcuni minuti, pulire le fuoriuscite in eccesso con un fazzoletto di carta, quindi riutilizzare l'aspiratore nasale come indicato.

* Non utilizzare più di 5 ml di soluzione salina in una volta sola.



Manuale d'istruzioni



SERVIZIO POST-VENDITA
Per ulteriori informazioni sull'uso, la pulizia
e la risoluzione dei problemi, leggere il
manuale d'istruzioni.

www.nosiboo.eu
customerservice@nosiboo.com
+36 72 551 642


nosiboo^{*}®
designed to care



nosiboo^{*}pro[®]
electric nasal aspirator

노시부 프로 를 사용하기 전, 본 가이드
와 사용자 메뉴얼을 자세히 읽어 주시기
바랍니다. 이후 의 참조를 위해 본 가이
드를 지참해 주세요.

Fantastic Two & Nosiboo









to be continued...

박스 내부 구성



퀵 스타트 가이드



사용자 매뉴얼



노시부 프로

연결 튜브



콜리브리 헤드
+ 신생아용 노즈팁



표준 노즈팁

전원 코드



필터




튜브 연결 부품

조립

부품이 없는 경우 제조사로 연락 부탁드립니다.

노시부 프로 사용법

1. 콜리브리 헤드를 조립하십시오.




가장 먼저 콜리브리 헤드를 세척 및 건조해 주세요.

*('세척'부분에서 세척방법에 대한 자세한 설명을 참조해주세요.)

* 신생아용 노즐팁: 0-6개월 (아기의 연령)

* 표준 노즐팁: 6개월 이상






표준 노즐팁




신생아용 노즐팁


본 기계는 아이들의 코에서 콧물을 제거 하는데 사용되어 질 수 있습니다. 다른 용도로 사용할 수 없습니다.



2. 남은 부품을 조립하십시오.



a) 연결튜브를 기계와 콜리브리 헤드에 연결해주세요.



b) 전원코드를 기계에 장착해주세요.

본 기계는 사용할 준비가 되었습니다.


작동 중에는 콘센트를 분리하지 마십시오.

콘센트를 연결하거나 분리할 경우에는 반드시 장치의 전원이 꺼진 뒤에 시행해야 합니다.

장치로물을 흡입하지 마십시오.



콧물흡입기를코 세척을 위한용으로 사용하지 마십시오.



사용 및 설치 설명서



1

알맞은 흡인 강도를 설정해주세요.
권장 흡인 강도 설정 :

- * 신생아 : min (가장 약한 강도)
- * 아기 : middle (중간 강도)
- * 어린이, 미취학아동 : max (가장 강한 강도)



흡입의 최대(max) 강도는 기계가 아이에게 잘못 사용되지 않도록 전문가에 의해 설정되었습니다.



가벼운 콧물은 낮은 강도로 사용가능 하며, 콧물의 양이 많을 경우, 보통보다 높은 강도로 사용 가능합니다.



2

전원버튼을 눌러 기계의 전원을 켜고 5초 기다려 주십시오.



3

아이는 움직이지 않도록 잡아주세요.


- * 머리를 잡고 아이를 안정된 자세로 잡은 후, 아이의 코를 흡인해 주세요.
- * 바운서 또는 아기전용의자에 앉힐 수도 있습니다.
- * 아이가 앓을 수 있다면, 무릎에 앉히세요. 흡인 중에는 절대로 엎드리지 않도록 하세요.



4

깨끗하고, 건조된 노즐팁을 아이의 콧구멍에 삽입하십시오.

- * 노즐팁을 부드럽게 움직여 코 안의 모든 부위에 닿도록 하주세요.




5


전원버튼을 이용하여 장치의 전원을 끄고 완전히 종료될 때까지 전원 콘센트에서 장치를 분리하지 마십시오. (최고 5초)

- * 장시간 기계를 사용하지 않을 경우 콘센트를 분리해 보관해 주세요.
- * 작동 중에는 콘센트를 분리하지 마십시오.

세척




- * 연결튜브와 노즐팁을 장치에서 분리하고, 콜리브리 헤드를 분리하세요.




- * 액체비누와 미지근한 물로 부품을 세척해 주세요.




- * 부품을 소독액에 담구어 사용할 수 있지만, 아이의 장비에 사용하기에 안전하지 꼭 확인해주세요.



* 다음 사용 전에 완벽히 건조해 주세요.




* 끓는 물, 전자레인지 소독, 찜기 또는 물을 사용하는 젯병소독기 사용은 권장하진 않습니다.



* 연결 튜브를 세척하지 마십시오. 본 제품을 올바르게 사용하면, 튜브 내로 점액이 들어갈 수 없기 때문에 따로 세척할 필요가 없습니다.

* 하지만, 점액 또는 다른 액체가 튜브 내로 들어갔다면, 장치 사용을 멈추십시오. 튜브를 세척하고 완벽하게 건조해 주세요. 흐르는 물에 씻어 걸어 두시면 됩니다.

* 콜리브리 헤드가 올바르게 조립되었는지, 역류 방지 이음부 튜브가 누락되지 않았는지 확인해 주세요.




* 사용 후에는 에어 매쉬의 상태를 체크해 주세요. 에어 매쉬는 본체 연결 장치 아래 있습니다.

* 필터는 단단한 물체와 먼지가 본체 안에 들어가는 것을 방지합니다.

* 필터는 점액이나 액체를 흡수하지 않습니다.

* 필터가 더럽거나 막힌 경우 교체할 수 있습니다.

* 본 장치를 올바르게 사용하면, 오랜 기간 동안 잘 작동할 것입니다.




* 부드럽고 건조된 천으로 본체를 청소해주세요.


* 액체, 세제 또는 화학물질은 사용을 삼가 해주세요.

* 먼지, 직사광선 및 열이 없는 곳에 장치를 보관하십시오.

사용 팁



* 이음부 튜브 없이 콜리브리 헤드와 장치를 사용하지 마십시오.



* 사용하는 동안 장치는 평평한 곳에 안정된 상태로 놓여져 있어야 합니다.

* 사용 중 장치 뒷면의 통풍구를 막지 마십시오. 통풍구를 통해 뜨거운 공기가 빠져나옵니다.

* 뜨거운 공기 및 열이 아이가 있는 곳과는 다른 방향으로 나가도록 위치해 주세요.



* 본 기계는 성인에 의해서만 사용되어 질 수 있습니다.

* 어린이가 기계를 가지고 놀지 못하게 해주세요. 장난감이 아닙니다.




* 건조하고 두꺼운 점액은 순한 식염수로 녹일 수 있습니다. 식염수 투입 후, 몇 분 정도 기다렸다가 티슈로 분비물을 닦아 낸 다음 지시에 따라 재사용 하십시오.

* 한 번에 5ml 이상의 식염수를 사용하지 마십시오.



사용설명서



A/S 서비스
사용법, 세척 및 문제 해결에 대한
더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을
참고해 주세요.

한국 내의 고객 : nosiboo.kr
customer@nosiboo.kr
+82 (0)2-419-3927

nosiboo®
designed to care